




転ばぬ先の、歩行チェック

転倒リスク歩行健診システム

(MVP-WS2-WE セット)



詳細はこちらから！

(製品ページが表示されます)



Point



「**転びやすさ**」
が見てわかる

歩き方を測り、数値やグラフで評価。
自分の**転びやすさ**が一目でわかります。



30秒で
簡単チェック

特別な準備も、長い検査時間も必要なし。
10m 歩くだけで結果がわかります。




さいごまで
自力で歩く

計測結果から、AIが体操まで併せて提案。
歩き方を改善し、寝たきりを予防します

○運用イメージ


STEP 1 計測



STEP 2 評価

転倒リスクを点数化。同年代の平均と比較し、「注意すべき転倒の種類」を表示します。

歩き方の特徴と、改善方法を表示します。



歩き方の特徴を6つのポイントに分け、それぞれ点数化します。

STEP 3 記録、改善

画面に表示される体操をクリックすると、動画で動きを確認できます。



結果は計測日時や性別、年齢、転倒リスクなどを指定してCSVファイルに保存できます。

○商品構成

種別	品名	型番	詳細
本体セット	システムソフトウェア	MVP-WS2-S-WE	—
	12ch 小型無線モーションレコーダー	MVP-RF12-AC	背中用センサー
	6軸モーションセンサー	MP-M6-02DA	腰用センサー
	Bluetooth-USB アダプタ	LINBLE DONGLE-RF12	—
	MVP-RF12 歩行用ベルト	MVP-WS2-WBL-A	—
	MVP-WS2 専用アルミケース	MVP-WS2-ALC	構成部品をすべて収納できるケース
オプション	計測用 PC	—	歩行健診ソフトウェア「MVP-WS2-S-WE」インストール済
	プリンター	—	—



問い合わせページはこちら

〒385-0007 長野県佐久市新子田 1934
 TEL : 0267-66-0388 FAX : 0267-66-0355
 E-Mail : info@microstone.co.jp

